



EXPION360

THE LITHIUM PROS

EXP Pro Series Hand-held Power Banks EXP48Pro & EXP96Pro

Bancos de baterías portátiles de la serie EXP Pro EXP 48Pro y EXP 96Pro
Banques d'alimentation portatives de la série EXP Pro EXP 48Pro et EXP 96Pro

USER MANUAL

MANUAL DEL USUARIO

MANUEL UTILISATEUR



EXPION360.COM

GO FURTHER, STAY LONGER

VAYA MÁS LEJOS, QUÉDESE MÁS TIEMPO
ALLER PLUS LOIN, RESTER PLUS LONGTEMPS

1.0 CONTENTS

EXP 48PRO or EXP 96PRO.

AC Charger: Input 110V-240V / Output 15V@2A (2000mA).

DC Charger: Input 12V-24V / Output 15V@2A (2000mA).

User Manual.

Travel Sleeve

2.0 CAPACITY

EXP48PRO: 153.6-WattHours(Wh) / 12.8AmpHours(Ah) @ 12V / 48,000 Milli Amp Hours (mAh) @ 3.2V.

EXP96PRO: 307.2-WattHours(Wh) / 25.6AmpHours(Ah) @ 12V / 96,000 Milli Amp Hours (mAh) @ 3.2V.

3.0 MAIN ROUND POWER PORT(S)

EXP48PRO(1)/EXP96PRO(2)

12V @ 10A Continuous / 15A Peak for 5 minutes (5 min).



4.0 MAIN POWER PORT(S) OPERATION

- A. Plug your device into the main round power port ensuring a secure fit, using a 12V cigarette style plug.
- B. The port(s) will automatically turn on and provide power to the connected device.
- C. To turn off the device, simply unplug it from the power port.

5.0 CHARGE STEPS

- A. Select the method of charging. AC, DC (Included) or Solar (Sold Separately).
- B. Plug the charging cable into the charge input port and the other end into the power source.
- C. Charging will begin automatically.

6.0 CHARGE TIME

EXP 48PRO: 4-6 hours ± @ 2A.

EXP 96PRO: 10-12 hours ± @ 2A.

7.0 OTHER IMPORTANT CHARGING INFORMATION

- A. Only use the supplied AC and DC charge cord to charge the battery bank. Use of a different charge cord other than the two supplied may damage the battery bank.
- B. Never connect the input charge port and the round main output power port with the provided DC charge cord on the same battery bank. Doing so may damage the battery.
- C. Never leave the battery bank unattended for long periods of time while charging. When charging is complete disconnect the battery bank charge cord from the charge source.
- D. Do not use the AC or DC charge cords (included) to power a PAP machine or other appliance. This may damage the PAP machine, appliance or the battery bank.
- E. Do not charge below 32°F. Optimum ambient charge temperature is 40°F - 110°F.
- F. Do not charge the battery bank if the charge cord or battery bank has obvious damage or if the battery bank appears to be bulging. A bulging battery bank is a potential sign of damaged lithium cells.
- G. Do not charge the battery bank if it feels excessively hot. The battery bank should not reach more than 120°F while charging or discharging and should not feel hotter than a warm cup of coffee to the touch.

8.0 BATTERY MANAGEMENT SYSTEM(BMS)

The battery bank has a built-in BMS that controls balanced charging and discharging of the individual Lithium cells contained within.

It also provides protection from:

- Over-Charging.
- Over-Discharging.
- Over-Current.
- Over-Temperature
- Short Circuit

If the BMS has been tripped to protect the lithium cells and has shut down the battery bank simply plug in the AC or DC charge cord as if charging and the BMS will reset itself and resume normal operation.

9.0 BATTERY BANK FEATURES AND SPECIFICATIONS

EXP 48PRO / EXP 96PRO


Main DC Round Output Power Port: 12V@10A Continuous/15A Peak (5Min)

Type C Input DC: 5V@3A / 9V@3A / 15V@3A / 20V@2.25A.

Type C Output DC: 5V@3A/9V@3A/12V@3A/15V@3A /20.3V@3A

USB 1 DC Output: 5V@2.4A.

USB 2 DC Output: 3.6V-6.5V@3A / 6.5V-9V@2A / 9-12V@1.5A



10.0 PAP MACHINE PORTABLE POWER FOR SLEEP APNEA

There are two methods of powering a PAP machine using the EXP Series Battery Bank.

1. Using A DC Cord. Using the DC power cord specific to the individual PAP machine being powered (sold separately), plug one end of the DC power cord into the PAP machine and the other end into the main round power port marked 12V/15A. Expion360 PAP machine DC Power Cords are available for the most popular PAP machines and are listed below. Other makes and models are available through the PAP machine manufacturer and supplier.
2. Using A Inverter. Plug the AC power cord included with the PAP machine into the AC outlet on the inverter and plug in the cigarette style plug into the main power port marked 12V/15A on the battery bank. The inverter will convert DC power from the battery to AC power required for the factory AC power cord.



11.0 PAP MACHINE DC POWER CORDS

ResMed Air 10 Series: Part No. RM-10

ResMed S9 Series: Part No. RM-9

Respironics DreamStation Series: Part No. DS-12V Respironics
System One REMstar 60 Series: Part No. S1-60

Please visit our website for a list of sub-models our 12V DC power cords will work with.

www.expion360.com

12.0 PAP MACHINE RUN TIMES

To determine the hours of run time you will get using your PAP machine connected to the EXP Series Battery Bank you will need to refer to your PAP machine manufacturer's specifications to determine the amount of amperage your machine uses at different pressure settings. To get the most run time from the battery bank we recommend turning off all auxiliary features such as humidity and heated hose if possible. These features use a large amount of amperage and will draw most of the available power from the battery bank. PAP machine nightly run times listed below for the EXP 48PRO and EXP 96PRO are figured using the average night sleep in the US of 7 hours and with auxiliary features turned off. Power requirements will vary greatly from one PAP machine to the next and with different prescribed pressure settings. We recommend you test your PAP machine with the battery bank prior to depending on it for emergency or off-grid power. It is important that your mask fits properly. Air leakage will result in higher power consumption and reduced run times. Unplug your PAP machine from the battery bank when not in use, to conserve power.

EXP 48Pro 2-4 Nights

EXP 96Pro 4-6 Nights

13.0 PARALLEL CONNECTING THE EXP SERIES BATTERY BANKS

You can parallel connect no more than two battery banks by plugging in the provided DC charge cord to the charge port on one battery bank and the main power port marked 12V/15A on the other battery bank in order to double the available capacity.

14.0 AIRLINE TRAVEL WITH THE EXP SERIES BATTERY BANKS

Check current FAA regulations and the individual airline rules prior to airline travel. Do not put the EXP Series battery bank or any other lithium batteries or devices containing lithium batteries in checked baggage of any type. If allowed by FAA regulations and individual airline rules only take in carry-on baggage. Current FAA regulations can be found on their website at www.faa.gov search "Pack Safe Lithium Batteries". The major airlines list rules for lithium batteries on their websites.

15.0 SAFE USE OF LITHIUM BATTERIES

- Never expose the battery banks to liquids, especially saltwater. This can cause internal corrosion and damage to the lithium cells and or the BMS, causing them to malfunction.
- Never drop the battery banks. This can damage the lithium cells, or more likely the BMS, causing them to malfunction.
- Never operate the battery banks in direct sunlight. This is hard on the BMS, electrical components and the lithium cells. Prolonged use in direct sunlight can damage the battery bank.

16.0 WARRANTY

We provide a full replacement of the battery bank and the AC or DC charge cords, if defective, within a 2 year period after date of purchase. Please retain your original sales receipt for proof of purchase and return to your original retailer.

1.0 CONTENIDO

EXP 48PRO o EXP 96PRO.

Cargador de corriente alterna (CA): Entrada 110-240V/Salida 15V, 2A (2000 mA).

Cargador de corriente continua (CC): Entrada 12-24V/Salida 15V, 2A (2000 mA).

2.0 CAPACIDAD

EXP 48PRO: 153,6 Wh (vatios-hora)/ 12,8Ah (amperios-hora), 12V/ 48.000mAh (miliamperios-hora), 3,2V.

EXP 96PRO: 30 ,2 Wh (vatios-hora)/25,6 Ah (amperios-hora), 12V/ 96.000mAh (miliamperios-hora), 3,2 V.

3.0 PUERTOS DE ALIMENTACIÓN PRINCIPALES CON CONECTOR REDONDO:

EXP 48PRO (1) / EXP 98PRO (2)

12 V, 10 A continuos / 15 A máx. durante 5 minutos.



4.0 OPERACIÓN DE LOS PUERTOS DE ALIMENTACIÓN PRINCIPALES

- A. Conecte su dispositivo al puerto de alimentación principal con conector redondo, asegurándose de que tenga un ajuste seguro, con un enchufe de 12 V para encendedor de cigarrillos.
- B. Los puertos se encenderán automáticamente y proporcionarán energía al dispositivo conectado.
- C. Para apagar el dispositivo, simplemente desenchúfelo del puerto de alimentación.

5.0 PASOS PARA CARGAR

- A. Seleccione el método de carga. CA, CC (incluido) o solar (se vende por separado).
- B. Conecte el cable de carga al puerto de entrada de carga y el otro extremo a la fuente de alimentación.
- C. La carga comenzará automáticamente.

6.0 TIEMPO DE CARGA

EXP 48PRO: 4-6 horas ± @ 2A. EXP 96PRO: 10-12 horas ± @ 2A.

7.0 OTRA INFORMACIÓN DE CARGA IMPORTANTE

- A. Para cargar el banco de baterías utilice únicamente el cable de carga de CA o CC suministrado. El uso de un cable de carga diferente de los dos cables suministrados puede dañar el banco de baterías.
- B. Nunca conecte el puerto de entrada de carga y el puerto de alimentación de salida principal con conector redondo usando el cable de carga de CC provisto al mismo banco de baterías. Las baterías podrían dañarse.
- C. Nunca deje el banco de baterías desatendido durante largos períodos mientras se carga. Cuando la carga esté completa, desconecte el cable de carga del banco de baterías conectado a la fuente de carga.
- D. No utilice los cables de carga de CA o CC (incluidos) para alimentar una máquina PAP (presión positiva de aire) u otro aparato. Eso podría dañar la máquina PAP, el aparato o el banco de baterías.
- E. No lo cargue si la temperatura ambiente es inferior a los 0 °C (32 °F). La temperatura ambiente óptima para la carga es de 4a 43 °C (40 a 110 °F).
- F. No cargue el banco de baterías si este o su cable de carga tienen daños evidentes o si el banco de baterías parece estar hinchado. Un banco de baterías hinchado es un indicio potencial de que las celdas de litio están dañadas.
- G. No cargue el banco de baterías si se siente excesivamente caliente al tacto. El banco de baterías no debe superar los 49°C (120 °F) durante la carga o la descarga, y no debe sentirse más caliente al tacto que una taza de café caliente.

8.0 SISTEMA DE GESTIÓN DE BATERÍAS (BMS)

El banco de baterías tiene un sistema de gestión de baterías (BMS) incorporado que controla la carga y la descarga equilibradas de las celdas de litio individuales contenidas en su interior.

También proporciona protección contra:

- Sobrecargas
- Descargas excesivas
- Sobrecorrientes
- Sobretemperaturas
- Cortocircuitos


Si el sistema BMS se ha activado para proteger las celdas de litio y ha apagado el banco de baterías, simplemente conecte el cable de carga de CA o CC como si lo estuviera cargando. El sistema BMS se reiniciará y reanudará el funcionamiento normal.

9.0 CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BANCO DE BATERÍAS EXP 48PRO / EXP 96PRO

Puerto de alimentación de salida principal, conector redondo de CC: 12V, 10A continuos/15A máx. [5 min]

Entrada de CC tipo C: 5V, 3A/9V, 3A/15V, 3A/20V, 2,25A. Salida de CC tipo C: 5V, 3A/9V, 3A/12V, 3A/15V, 3A/20, 3V, 3A Salida USB 1 de CC: 5V, 2,4A.

Salida USB 2 de CC: 3,6-6,5V, 3A/6,5-9V, 2A/9-12V, 1,5A.



10.0 FUENTE DE ALIMENTACIÓN PORTÁTIL PARA MÁQUINA DE PAPA PARA APNEA DEL SUEÑO

Hay dos métodos para alimentar una máquina PAP utilizando el banco de baterías de la serie EXP.

1. Utilice el cable de alimentación de CC específico para la máquina PAP individual que desea utilizar (se vende por separado). Conecte un extremo del cable a la máquina PAP y el otro extremo al puerto de alimentación principal con conector redondo, marcado "12V/15A". Los cables de alimentación de CC Expion360 están disponibles para las máquinas PAP más populares y se detallan a continuación. Otras marcas y modelos están disponibles a través del fabricante o proveedor de la máquina PAP.
2. Conecte el cable de alimentación de CA incluido con la máquina PAP a la salida de CA del inversor. Conecte el enchufe para encendedor de cigarrillos al puerto de alimentación principal, marcado "12V/15A" en el banco de baterías. El inversor convierte la corriente continua [CC] de la batería de la serie EXP Pro en corriente alterna [CA], requerida para el cable de alimentación de fábrica.



11.0 CABLES DE ALIMENTACIÓN DE CC PARA MÁQUINAS PAP

ResMed Air serie 10: Número de pieza RM-10

ResMed Air serie S9: Número de pieza RM-9

Respironics serie DreamStation: Número de pieza DS-12V

Respironics System One serie REMstar 60: Número de pieza S1-60

Visite nuestro sitio web para obtener una lista de submodelos que funcionan con nuestros cables de alimentación de 12 V de CC.

www.expion360.com

12.0 TIEMPOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS MÁQUINAS PAP

Para determinar las horas de funcionamiento de una máquina PAP conectada al banco de baterías de la serie EXP, deben consultarse las especificaciones del fabricante de la unidad, es decir, la corriente que la máquina requiere con diferentes configuraciones de presión. Para aprovechar al máximo el tiempo de funcionamiento del banco de baterías, recomendamos apagar, si es posible, todas las funciones auxiliares, tales como humidificador y manguera calefactada. Estas funciones requieren una gran cantidad de corriente y consumen la mayor parte de la energía disponible en un banco de baterías. Los tiempos de funcionamiento nocturno de las máquinas PAP indicados a continuación para los modelos EXP 48PRO y EXP 96PRO fueron calculados considerando 7 horas de descanso nocturno (promedio para los Estados Unidos) con las funciones auxiliares desactivadas. Los requisitos de alimentación varían considerablemente entre máquinas PAP y dependen de la configuración de presión recetada. Le recomendamos que pruebe su máquina PAP con el banco de baterías antes de utilizarla en casos de emergencia o como alimentación portátil. Es importante ajustar la máscara correctamente. Las fugas de aire aumentan el consumo de energía y reducen el tiempo de funcionamiento.

EXP 48Pro: 2 a 4 noches

EXP 96Pro: 4 a 6 noches

13.0 CONEXIÓN EN PARALELO DE BANCOS DE BATERÍAS DE LA SERIE EXP

Es posible conectar en paralelo hasta dos bancos de baterías. Para ello, enchufe el cable de carga de CC provisto al puerto de carga de uno de los bancos y al puerto de alimentación principal, marcado 12V/15A , del otro banco. De este modo se duplica la capacidad disponible.

14.0 VIAJES EN AVIÓN CON BANCOS DE BATERÍAS DE LA SERIE EXP

Antes de viajar, consulte las reglamentaciones actuales de la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos y las normas individuales de la aerolínea. No transporte el banco de baterías de la serie EXP ni ninguna otra batería de litio o dispositivo que las contenga como equipaje despachado o documentado de ningún tipo. Si las reglamentaciones de la FAA y las normas individuales de la aerolínea lo permiten, llévelo únicamente como equipaje de mano. Encontrará las reglamentaciones actuales de la FAA en el sitio web www.faa.gov, buscando "Pac Safe Lithium Batteries". Las principales aerolíneas incluyen las normas para las baterías de litio en sus sitios web.

15.0 USO SEGURO DE LAS BATERÍAS DE LITIO

- Nunca exponga los bancos de baterías al contacto con líquidos, especialmente agua salada. Esto puede provocar corrosión interna y daños a las celdas de litio y/o al sistema de gestión de baterías (BMS), y hacer que funcionen incorrectamente.
- Nunca deje caer los bancos de baterías. Esto puede dañar las celdas de litio, o más probablemente el BMS, y provocar un mal funcionamiento.
- Nunca utilice los bancos de baterías bajo la luz solar directa. Esto representa una exigencia para el BMS, los componentes eléctricos y las celdas de litio. El uso prolongado bajo la luz solar directa puede dañar el banco de baterías.

16.0 GARANTÍA

Ofrecemos el reemplazo completo del banco de baterías y los cables de carga de CA o CC, si estuviesen defectuosos, durante un período de 2 años posterior a la fecha de compra. Conserve su recibo de compra original como comprobante de compra y consulte al vendedor original.

1.0 CONTENU

EXP 48PRO ou EXP 96PRO.

Chargeur CA : Entrée 110 V-240 V/Sortie 15 V@2 A (2000 mA).

Chargeur CC : Entrée 12 V-24 V/Sortie 15 V@2 A (2000 mA).

2.0 CAPACITÉ

EXP 48PRO : 153,6 watts-heures [Wh]/12,8 ampères-heures [Ah] @ 12V/48 000 milliampères-heures [mAh] @ 3,2V.

EXP 96PRO : 307,2 watts-heures [Wh]/25,6 ampères-heures [Ah] @ 12V/96 000 milliampères-heures [mAh] @ 3,2V.

3.0 PORTS D'ALIMENTATION PRINCIPAUX RONDS

EXP 48PRO (1)/EXP 98PRO (2)

12 V @ 10 A continu/15 A crête pendant 5 minutes [5 min].



4.0 FONCTIONNEMENT DES PORTS D'ALIMENTATION PRINCIPAUX

- A. Branchez votre appareil sur le port d'alimentation principal rond en le fixant solidement, à l'aide d'une fiche de style cigarette de 12 V.
- B. Les ports se mettent en marche automatiquement et alimentent l'appareil connecté.
- C. Pour désactiver l'appareil, débranchez-le simplement du port d'alimentation.

5.0 ÉTAPES DE CHARGEMENT

- A. Sélectionnez la méthode de chargement. CA, CC (inclus) ou solaire (panneau vendu séparément).
- B. Branchez le câble de chargement sur le port d'entrée de chargement et l'autre extrémité sur la source d'alimentation.
- C. Le chargement commence automatiquement.

6.0 TEMPS DE CHARGEMENT

EXP 48PRO : 4-6 heures ± @ 2 A.

EXP 96PRO : 10-12 heures ± @ 2 A.

7.0 AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LE CHARGEMENT

- A. Utilisez uniquement le cordon de chargement CA et CC fourni pour charger la banque de batteries. L'utilisation d'un autre cordon de chargement que les deux fournis risque d'endommager la banque de batteries.
- B. Ne branchez jamais le port d'entrée de chargement et le port de sortie d'alimentation principale rond avec le cordon de chargement CC fourni sur la même banque de batteries. Cela risquerait d'endommager la banque de batteries.
- C. Pendant le chargement, ne laissez jamais la banque de batteries sans surveillance pendant de longues périodes. Lorsque le chargement est terminé, débranchez le cordon de chargement de la banque de batteries de la source de chargement.
- D. N'utilisez pas les cordons de chargement CA ou CC (inclus) pour alimenter une machine PAP ou un autre appareil. Cela risquerait d'endommager la machine PAP, l'appareil ou la banque de batteries.
- E. Ne chargez pas à moins de 32 °F. La température de chargement ambiante optimale se situe entre 40 °F et 110 °F.
- F. Ne chargez pas la banque de batteries si le cordon de chargement ou la banque de batteries présente des dommages évidents ou si la banque de batteries semble gonflée. Une banque de batteries gonflée peut signifier que les piles au lithium sont endommagées.
- G. Ne chargez pas la banque de batteries si elle semble trop chaude. La banque de batteries ne doit pas atteindre plus de 120 °F lors du chargement ou du déchargement et ne devrait pas être plus chaude qu'une tasse de café chaude au toucher.

8.0 SYSTÈME DE GESTION DE LA BATTERIE (BMS)

La banque de batteries dispose d'un BMS intégré qui contrôle le chargement et le déchargement équilibrés de chacune des piles au lithium qu'elle contient. Il fournit également une protection contre :

- Surcharge.
- Déchargement excessif.
- Surintensité.
- Surchauffe
- Court-circuit

Si le BMS a été déclenché pour protéger les piles au lithium et a éteint la banque de batteries, il suffit de brancher le cordon de chargement CA comme pour le chargement, et le BMS se réinitialisera et reprendra son fonctionnement normal.

9.0 CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS DE LA BANQUE DE BATTERIES

EXP 48PRO /EXP 96PRO


Port d'alimentation de sortie CC rond principal

Entrée CC de type C : 5V@3A/9V@3A/15V@3A/20V@2,25A.

Sortie CC de type C : 5V@3A/9V@3A/12V@3A/15V@3A/20.3V@3A

Sortie USB 1 CC - 5V@3A/9V@3A/12V@3A/15V @3A /20,3V@3A : 5V@2,4A.

Sortie USB 2 CC : 3,6V-6,5V@3A/6,5V-9V@2A/9-12V@1,5A.



10.0 ALIMENTATION PORTABLE DE MACHINE PAP POUR L'APNÉE DU SOMMEIL

Il existe deux méthodes pour alimenter une machine PAP à l'aide de la banque de batteries de la série EXP.

1. À l'aide du cordon d'alimentation CC propre à la machine PAP en cours d'alimentation (vendu séparément), branchez une extrémité du cordon d'alimentation CC à la machine PAP et l'autre extrémité au port d'alimentation rond principal marqué 12 V/15 A. Les cordons d'alimentation CC des machines PAP Expion360 sont disponibles pour les machines PAP les plus populaires et sont listés ci-dessous. D'autres marques et modèles sont disponibles auprès du fabricant et du fournisseur de la machine PAP.
2. Branchez le cordon d'alimentation CA fourni avec la machine PAP dans la prise CA de l'onduleur et branchez la fiche de style cigarette dans le port d'alimentation principal marqué 12 V/15 A sur la banque de batteries. L'onduleur convertira l'alimentation CC de la banque de batteries de la série EXP Pro en alimentation CA requise pour le cordon d'alimentation CA.



11.0 CORDONS D'ALIMENTATION CC DE LA MACHINE PAP

Série ResMed Air 10 : No pièce RM-10

Série ResMed S9 : No pièce RM-9

Série Respirationics DreamStation : No pièce DS-12V

Série Respirationics System One REMstar 60 : No pièce S1-60

Veuillez visiter notre site Web pour obtenir une liste de sous-modèles avec lesquels nos cordons d'alimentation 12 V CC fonctionneront.

www.expion360.com

12.0 DURÉES DE FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE PAP

Pour déterminer la durée de fonctionnement de votre machine PAP lorsqu'elle est connectée à la banque de batteries de la série EXP, vous devez vous référer aux spécifications du fabricant de votre machine PAP afin de déterminer la quantité d'ampérage que votre machine utilise à différents réglages de pression. Pour obtenir le temps de fonctionnement maximal de la banque de batteries, nous recommandons d'éteindre toutes les fonctionnalités auxiliaires telles que l'humidité et le boyau chauffé si possible. Ces fonctionnalités utilisent une grande quantité d'ampérage et consomment la plupart de l'énergie générée par la banque de batteries. Les temps de fonctionnement nocturne de la machine PAP qui sont répertoriés ci-dessous pour les EXP 48PRO et EXP 96PRO sont basés sur la moyenne des heures de sommeil nocturne aux États-Unis, qui est de 7 heures, et avec les fonctionnalités auxiliaires désactivées. Les besoins d'alimentation varient considérablement d'une machine PAP à l'autre et en fonction des réglages de pression prescrits. Nous vous recommandons de tester votre machine PAP avec la banque de batteries avant de dépendre de celle-ci pour une alimentation d'urgence ou hors réseau. Il est important que votre masque soit bien ajusté. Les fuites d'air entraîneront une consommation d'énergie plus élevée et des temps de fonctionnement réduits

EXP 48Pro 2-4 nuits

EXP 96Pro 4-6 nuits

13.0 BRANCHEMENT PARALLÈLE DES BANQUES DE BATTERIES DE LA SÉRIE EXP

Vous pouvez brancher en parallèle deux banques de batteries au maximum; branchez le cordon de chargement CC fourni sur le port de chargement d'une banque de batteries et sur le port d'alimentation principal marqué 12 V/ 15 A de l'autre banque de batteries afin de doubler la capacité disponible.

14.0 VOYAGE AÉRIEN AVEC LES BANQUES DE BATTERIES DE LA SÉRIE EXP

Vérifiez les réglementations en vigueur de la FAA et les règles de chaque ligne aérienne avant de voyager. Ne mettez pas la banque de batteries de la série EXP ou d'autres batteries au lithium ou appareils contenant des batteries au lithium dans des bagages enregistrés de quelque type que ce soit. Si la réglementation de la FAA et les règles des lignes aériennes le permettent, prenez-les uniquement dans vos bagages de cabine. Vous pouvez consulter les règlements actuels de la FAA sur son site Web à l'adresse www.faa.gov, faites une recherche sur «Pack Safe Lithium Batteries». Les grandes lignes aériennes répertorient leurs règles relatives aux batteries au lithium sur leurs sites Web.

15.0 UTILISATION SÉCURITAIRE DES PILES AU LITHIUM

- N'exposez jamais les banques de batteries à des liquides, en particulier de l'eau salée. Cela peut provoquer une corrosion interne et endommager les piles au lithium et/ou le BMS, et entraîner ainsi leur dysfonctionnement.
- Ne faites jamais tomber les banques de batteries. Cela risquerait d'endommager les piles au lithium, ou plus probablement le BMS, et d'entraîner ainsi leur dysfonctionnement.
- N'utilisez jamais les banques de batteries sous la lumière directe du soleil. Cela n'est bon ni pour le BMS, ni pour les composants électriques ni pour les piles au lithium. Une utilisation prolongée sous la lumière directe du soleil peut endommager la banque de batteries.

16.0 GARANTIE

Nous assurons le remplacement complet de la banque de batteries et des cordons de chargement CA et CC défectueux, dans les 2 ans après la date d'achat. Veuillez conserver votre reçu de vente original comme preuve d'achat et retournez le matériel à votre détaillant d'origine.

EXP Pro Series Accessories

Accesorios de la serie EXP Pro
Accessoires Série EXP Pro



RM - 10

RESMED AIRSENSE 10 DC POWER CORD

CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CC RESMED AIRSENSE 10
CORDON D ALIMENTATION 10 CC DU MOD LE RESMED AIRSENSE

FITS MODELS:

PARA ESTOS MODELOS:
CONVIEN AUX MOD LES :

AIRSENSE 10 CPAP, AIRSENSE ELITE CPAP
AIRSENSE 10 AUTOSET CPAP, AIRSTART 10 CPAP,
AIRSTART 10 AUTO CPAP, AIRCURVE 10 S BILEVEL,
AIRCURVE 10 VAUTO BI LEVEL



RM - 9

RESMED S9 DC POWER CORD

CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CC RESMED S9
CORDON D ALIMENTATION CC DU MOD LE RESMED S9

FITS MODELS:

PARA ESTOS MODELOS:
CONVIEN AUX MOD LES :

S9 ESCAPE CPAP WITH ERP,
S9 ELITE CPAP WITH ERP,
S9 AUTOSET CPAP, S9 VPAP S BILEVEL



DS-12V

PHILIPS RESPIRONICS DREAMSTATION DC POWER CORD

CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CC PHILIPS PARA RESPIRONICS DREAMSTATION
CORDON D ALIMENTATION CC DU MOD LE P ILIPS RESPIRONICS DREAMSTATION

FITS MODELS:

PARA ESTOS MODELOS:
CONVIEN AUX MOD LES :

DREAMSTATION CPAP, DREAMSTATION PRO,
DREAMSTATION AUTO, DREAMSTATION BIPAP AUTO



S1-60

PHILIPS REMSTAR60 SERIES DC POWER CORD

CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CC PHILIPS SERIE REMSTAR 60 SERIE
PHILIPS REMSTAR 60 CORDON D ALIMENTATION CC

FITS MODELS:

PARA ESTOS MODELOS:
CONVIEN AUX MOD LES :

AUTO CPAP, PRO CPAP, PLUS CPAP/C-FLEX, SE CPAP,
BIPAP PRO/BI-FLEX, BIPAP AUTO/BI-FLEX BIPAP AUTOSV
ADVANCED



The Expion360 30W Folding Solar Panel is the perfect accessory to take your hand-held EXP 48Pro on the go. This panel is specifically regulated to charge the EXP 48Pro quickly while you are still on the move. Contact your local Expion360 Dealer for more details.

El panel solar plegable Expion360 de 30 W es el accesorio perfecto para llevar de viaje su EXP 48Pro portátil. Este panel está específicamente regulado para cargar rápidamente EXP 48Pro mientras usted viaja. Para más detalles, póngase en contacto con su distribuidor local de Expion360.

Le panneau solaire pliable Expion360 30 W est l'accessoire parfait pour emporter votre EXP 48Pro portable partout où vous allez. Ce panneau est spécifiquement réglé pour effectuer le chargement de EXP 48Pro rapidement pendant vos déplacements. Contactez votre revendeur Expion360 local pour plus de détails.



QUESTIONS:
SUPPORT@EXPION360.COM
(541) 797-6714

PREGUNTAS: SUPPORT EXPION360.COM (1) (541) 797-6714
QUESTIONS : SUPPORT EXPION360.COM 1 541 797 6714

